

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HYPERION SMART LASER

Örülünk, hogy foglalkozik az egészségével! Most már használhatja a Hyperion Smart Laser készüléket, ami közvetlen, természetes és gyógyszermentes megoldást nyújt.

A lézerfény segítségével könnyíthet fájdalmán és egyszerűsítheti az életet! A lágylézer pontosan célzott kezelésre képes, amely különösen hasznos olyan területeken, ahol mélyreható hatás szükséges.

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, hogy maximalizálja a terápia hatásait.

1. Termékfelépítés

1. Bekapcsolás (ON/OFF gomb): Nyomja meg az ON/OFF gombot hosszan a készülék ki- és bekapcsolásához. Ha megjelent a képernyő nyomja meg röviden az ON/OFF gombot a kezelés elkezddéséhez.

2. Üzem mód kiválasztása (Power gomb): Nyomja meg a Power gombot a kívánt energia szint beállításához. Az energia szintjei: L1, L2, L3, L4 (növekvő teljesítmény).

3. Időzítő beállítása (Timer gomb): Nyomja meg a Timer gombot a kívánt kezelési idő beállításához. Az időzítés 5-től 20 percig állítható, 5 perces lépésenként. Az alapértelmezett idő 5 perc. A kezelés során a visszaszámlálás folyamatosan csökken, amíg el nem éri a 0-t, ekkor a készülék automatikusan kikapcsol.

4. Töltés Amikor az akkumulátor töltése alacsony, a kijelző figyelmeztetést adhat (pl. villogó ikon). Töltés közben az ikon jelzi, hogy az eszköz töltődik. Teljes feltöltés esetén az akkumulátor ikonja teljesen megtelik.

LÉZER HULLÁMHOSSZ		650 NM X 14 808 NM X 3
FUNKCIÓ KIJELZŐ		VISSZASZÁMLÁLÓ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉG TELJESÍTMÉNY KIJELZŐ
FUNKCIÓ GOMBOK		TELJESÍTMÉNY IDŐZÍTŐ ON/OFF

Kezelési programok A készülék különböző programokkal rendelkezik, amelyek célzott kezelést biztosítanak:

- Program 1 (L1): Alacsony energia szint, rövidebb kezelési idő – felületi fájdalmak, kisebb sebek, gyulladások kezelésére.
- Program 2 (L2): Közepes energia szint – általános fájdalomcsillapítás, izomfájdalom enyhítése.
- Program 3 (L3): Magas energia szint – ízületi problémák, mélyebb szövetek kezelése.
- Program 4 (L4): Legmagasabb energia szint – krónikus fájdalmak, súlyosabb gyulladások kezelése.

2. Alkalmazási területek:

Mozgásszervi problémák

- Ízületi fájdalmak (pl. térd, váll, csukló)
- Krónikus gyulladások (arthritis, reuma)
- Izomfeszültség, izomhúzódás

Bőr- és sebkezelés

- Felületi sebek, hegek, vadhús
- Pikkelysömör, barna folt
- Ekcéma, akné, bőrgyulladások

Fogászat és fülproblémák

- Ínygyulladás, afták
- Fülzúgás, gyulladásos fülpanaszok

Állatgyógyászat

- Ízületi gondok, műtét utáni regeneráció

Kozmetika

- Bőrfiatalítás, gyulladáscsökkentés, regenerálás

Keringési problémák

- Vérnyomáscsökkentés támogatása
- Helyi vérkeringés javítása
- Visszér

Sebészeti probléma

- Sérvt

3. Utasítások

Ne hagyja abba hirtelen a többi kezelést a lézeres fényterápia megkezdésekor. Bár lehet, hogy nincs megelégedve a jelenlegi kezelésekkkel, ezek párhuzamos hatással lehetnek a fájdalom enyhülésére. Ha azt tervezi, hogy csökkenteni vagy leállítja pl. gyógyszer szedését, először konzultáljon orvosával. Sok ember számára olyan jól működik, hogy képesek teljesen megszabadulni a fájdalomcsillapító tablettáktól. Mások

képesek csökkenteni a fájdalomcsillapítók mennyiségét, így csökkentve a gyógyszer mellékhatások kockázatát.

Tartsa az eszközt (a bőr érintése nélkül) 3-5 cm távolságra a bőrtől. Közvetlenül a bőrt világítsa vele, ne pedig ruhán keresztül, mert az tompítja a fényt! A lézerfény kb. 4-5 cm mélyen hatol be a szövetekbe. A kezelési pont a vörös fénnel fedett terület. A 3 db 808 nm hullámhosszon sugárzó led az emberi szem számára nem látható fényt bocsájt ki, ne ijedjen meg, ha úgy látja, hogy azok nem világítanak.

Azt javasoljuk, hogy vállaljon egy 3 hetes kezelési tervet és fontos, hogy ehhez tartsa magát! Ha azonnal látja az eredményeket, nagyszerű, folytassa. Ha azonban nem érzi pár nap alatt a javulást, tudjon róla, hogy ez is normális. Amennyiben magas vérnyomását kezelné mellkas, nyak, hasi terület világítása ajánlott, mivel közelebb vannak a szívhez, nagyobb artériákhoz vagy idegi központokhoz.

Használja az alábbi kezelési tervet, a fájdalom mértékétől függően:

Fájdalomszint	Könnyű fájdalom	Átlagos fájdalom	Nagy fájdalom
Kezelés	Naponta 1x 10-15 perc kezelés Mód L2/L3	Naponta 1x 15-20 perc kezelés Mód L3/L4	Naponta 1-2x 20 perc kezelés Mód L4

A kezelési idő kezelési területeként értendő, ha több területet kezelne, akkor ismételje meg többször!

4. Termékleírás

Csomag mérete: 29 x 16 x 7 cm

Nettó tömeg: 0.23 kg

Anyag: ABS műanyag

Lézer típusa: GaAlAs lézer

Hullámhossz: 650:808 nm lézerfény

Akkumulátor kapacitás: 2600 mAh

Maximális kimeneti teljesítmény: 340 mW

Behatolás: 5 cm mélyen az emberi testbe

Garancia: 2 év

5. Csomag tartalma

- Hyperion Smart Laser készülék
- USB Adapter fej 220V
- Jack (3,5mm) tápkábel
- Magyar nyelvű használati utasítás
- Fényvédő szemüveg

6. Ellenjavallatok és Figyelmeztetések

Nem használható a készülék:

A felhasználó bizonyos betegségekben szenved pl.:

Metasztatikus tumorok, Magas láz, Vasculitis (érgyulladás), Hemopátia (vérképzőszervi betegségek), Rosszindulatú daganatok, Tuberkulózis, Súlyos szív- és érrendszeri betegségek, Vérzéses betegségek, Érzékelési zavarok, Epilepszia. Terhesség alatt. Pacemakerrel vagy egyéb beültetett elektronikus eszközzel élőknek. Gyerekeknek felügyelet nélkül tilos használni! Azokat a testrészeket, ahol daganat van vagy gyanítható, tilos kezelni!

*Ne használja a lézerkészüléket víz körül.

*Ne nézzen közvetlenül a fénybe, használjon védőszemüveget a készülék használata közben.

*Ne kezelje magát a szeme közelében.

*Ne használja gyúlékony gázok vagy anyagok közelében

*Ne használja a készüléket sérült vagy nyitott sebekre, mivel hőt termelhet

7. A készülék karbantartása

Tisztítás és fertőtlenítés: A külső tisztításhoz csak puha, száraz ruhát használjon. Soha ne használjon súroló hatású tisztítószer, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ez az eszköz nem sterilizálható semmilyen folyadékkal vagy autoklávban.

Tárolás: Tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen, közvetlen fénytől és szélsőséges hőtől távol.

